

Hvordan måle bekkenbeinåpning

Hvordan holde høna



Hold høna som vist på bildet. Minst 30 høner må måles for å få et godt resultat. Start målingen ved 15-16 uker, mål minst en gang i uka. Jo oftere en gjør dette, jo sikrere blir en på resultatet. Må gjøres likt hver gang og av samme person.

Mål på bekkenåpning.

Alder	Bekkenåpning	Åpning i cm
84-91 dager	Stengt	0
119 dager	1 finger	1,9-2,5cm
21d før første egg	1,5 finger	1,9-2,5cm
10d før første egg	2-2,5 fingre	3,8-4,2cm
Verpeklare	3 fingre	5-6 cm

10 dager før første egget bør 80-85% av hønene ha plass til 2-2,5 fingre i bekken. Hvis høneflokken har trangere bekken på dette stadiet, må en finne ut hvorfor. Sjekk lysstyrke, kraftfôrmengde, fettreserver, vektutvikling og CV.

God anbefaling i Norge.

Når 89-93% av hønene har plass til to fingre i bekkenet (3,8-4,2cm), er hønene klare for lysopptrapping. Erfaring viser at dette skjer mellom dag 147-157 i hønas liv. Ikke start lysopptrapping før hønene er klare.



Bekkenbeinåpning er seinere utviklet.

Sjekk kroppsvekt dersom bekkenbeinåpning er mindre enn forventet for alderen. Hvis kroppsvekten er mindre enn anbefalingene, må du gradvis bringe dyra tilbake på normen før lysstimulering. Vent med lysstimulering til hønene har riktig bekkenbeinåpning.



Større bekkenbeinåpning enn forventet.

Bekkenbeinavstanden er større enn forventet for alderen. Stimuler fugler som anbefalt for å unngå feil i produksjonsutvikling i flokken. Sjekk kroppsvekt i forhold til norm. Sjekk om huset er tilstrekkelig lystett (ingen lyslekkasje) i løpet av oppdrettsperioden. (Fra innsett til 5% produksjon)



Dette bildet viser en høne som har kommet for langt i utviklingen. Denne er klar til å legge egg.

I praksis

Gå sakte og rolig gjennom høneflokken og velg en tilfeldig høne. Hold høna ved toppen av bena, hodet opp. Trykk forsiktig fingrene i bekkenet. Se hvor mange fingre det er plass til i bekkenet. Slipp fuglen tilbake på gulvet. Gjenta denne operasjonen mens du går gjennom hele huset. Et minimum på 20-30 høner per hus skal måles hver gang. Til slutt beregner du prosentandelen av fugler i hver kategori; 0, 1, 2 eller 3 fingre.